


Anticorps Polyclonal Anti-Sec23A Pour Wb, Elisa - Q15436

Numéro d'article: CM0016749



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Sec23A humain, validé pour WB et ELISA. Réagit également avec Sec23A de souris et de rat. Convient aux études sur le transport des vésicules COPII et le transport du RE vers l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Sec23A pAb de lapin
Remarques/Alias	CLSD ; hSec23A ; Sec23A
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	10484
ID du gène	10484
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 150 de Sec23A humain (NP_006355.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15436
Poids moléculaire	86 kDa
Expédition	Sac de glace