


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sec23A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15436

Numéro d'article: CM0005761



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Sec23A de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible la Sec23A humaine, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour les études sur le trafic des vésicules COPII et le transport ER-Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Sec23A Rabbit mAb
Remarques/Alias	CLSD; hSec23A; Sec23A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10484
GeneID	10484
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-400 de la Sec23A humaine (Q15436)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15436
Poids moléculaire de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace