

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sec23B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15437

Numéro d'article: CM0017260

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Sec23B humain, une protéine d'enveloppe COPII essentielle pour le trafic du réticulum endoplasmique vers l'appareil de Golgi. Convient pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Poids moléculaire prédit 86 kDa. Idéal pour les études sur la sécrétion et le transport membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Sec23B Lapin pAb
Remarques/Alias	CWS7; CDAII; CDAN2; CDA-II; HEMPAS; hSec23B; Sec23B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10483
GeneID	10483
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-250 de Sec23B humain (NP_006354.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15437
Poids Protéique	86kDa
Expédition	Sac de glace