

Anticorps Polyclonal Anti-Sec23Ip Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Y8

Numéro d'article: CM0015144

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SEC23IP (p125), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat ; cible la protéine interagissant avec SEC23 impliquée dans l'organisation des sites de sortie du réticulum endoplasmique (RE) et la formation des vésicules COPII.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-SEC23IP
Remarques/Alias	P125; P125A; iPLA1A; MSTP053; iPLA1beta; SEC23IP
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	11196
ID de gène	11196
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-940 de la SEC23IP humaine (NP_009121.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6Y8
Poids de la protéine	111 kDa
Expédition	Sac de glace