


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sec24C Pour Wb, If/Icc, Elisa - P53992

Numéro d'article: CM0015113



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SEC24C humaine, validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Cible la protéine de sélection de cargaison des vésicules COPII essentielle au transport du RE vers l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SEC24C Rabbit pAb
Remarques / Alias	SEC24C
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	9632
ID du gène	9632
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 915-1094 de la SEC24C humaine (NP_004913.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P53992
Poids de la protéine	118 kDa
Expédition	Sac de glace