


Anticorps Monoclonal Anti-Sec24D Pour Wb, Elisa - 094855

Numéro d'article: CM0005948



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant SEC24D, une protéine d'enveloppe des vésicules COPII essentielle au transport du RE vers l'appareil de Golgi. Validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SEC24D Rabbit mAb
Remarques / Alias	CLCRP2 ; SEC24D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9871
GeneID	9871
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de la SEC24D humaine (NP_001304995.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	094855
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac de glace