


Anticorps Polyclonal Anti-Sec61A1 Pour Wb, Elisa - P61619

Numéro d'article: CM0017967



Introduction

SEC61A1 Lapin pAb validé pour WB et ELISA. Reconnaît la SEC61A1 humaine, clé pour la translocation des protéines du RE et la néphrogenèse, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SEC61A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HNFJ4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29927
GeneID	29927
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-420 de la SEC61A1 humaine (NP_037468.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P61619
Poids protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace