


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sec61A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P61619

Numéro d'article: CM0015765



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SEC61A1 humain (P61619), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utilisé pour l'étude du translocation des protéines du RE et de l'homéostasie du calcium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SEC61A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HNFJ4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1
Espèce	Humain
ID de gène	29927
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-420 du SEC61A1 humain (NP_037468.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61619
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace