


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sec61B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P60468

Numéro d'article: CM0022067



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine SEC61B, adapté pour le Western Blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte la SEC61B humaine, murine et de rat. Idéal pour étudier la translocation des protéines du réticulum endoplasmique et l'insertion membranaire, garantissant des performances fiables pour vos recherches sur le transport des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SEC61B Rabbit pAb
Remarques/Alias	SEC61B; Sous-unité bêta du translocon Sec61
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10952
Identifiant du gène	10952
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-96 de la SEC61B humaine (NP_006799.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60468
Poids moléculaire de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace