


Anticorps Polyclonal Anti-Sec62 Pour Wb, Elisa - Q99442

Numéro d'article: CM0019660



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SEC62 de haute qualité, validé pour les applications de Western blot et d'ELISA. Réagit également avec les échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les recherches sur la translocation dans le RE et les mécanismes de transport des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SEC62 pAb de lapin
Remarques/Alias	HTP1 ; TP-1 ; Dtrp1 ; TLOC1 ; SEC62
Espèce	Humaine
GeneID	7095
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 258-399 de la protéine SEC62 humaine (NP_003253.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q99442
Poids moléculaire	46 kDa
Expédition	Sac de glace