


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sec62 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99442

Numéro d'article: CM0006896



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-SEC62 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Cible la protéine de translocation SEC62 (~46kDa) humaine, souris, rat. Idéal pour la recherche sur le transport des protéines du RE. UniProt Q99442.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SEC62 mAc Lapin
Remarques/Alias	HTP1; TP-1; Dtrp1; TLOC1; SEC62
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7095
ID de Gène	7095
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 214-314 de SEC62 humaine (NP_003253.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99442
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace