


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Secisbp2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96T21

Numéro d'article: CM0027654



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SECISBP2 humain (SBP2), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour la recherche sur la synthèse des sélénoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SECISBP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SBP2 ; THMA1 ; SECISBP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79048
GeneID	79048
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 585-854 du SECISBP2 humain (NP_076982.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96T21
Poids Moléculaire Protéique	95 kDa
Expédition	Sac de glace