


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sel1L Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubv2

Numéro d'article: CM0005833



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine SEL1L humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible l'ERAD et la signalisation Notch, idéal pour la recherche pancréatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SEL1L mAb de lapin
Remarques / Alias	Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-LIKE
Espèce	Humaine
ID du gène	6400
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 251-350 de la protéine SEL1L humaine (NP_005056.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBV2
Poids de la protéine	89 kDa
Expédition	Sac de glace