


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sel1L Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubv2

Numéro d'article: CM0016338



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine SEL1L pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour les études sur le contrôle qualité du réticulum endoplasmique et la signalisation Notch.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-SEL1L
Remarques/Alias	Hrd3 ; SEL1L1 ; PRO1063 ; SEL1-LIKE ; SEL1L
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6400
Identifiant du gène	6400
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-190 de la protéine humaine SEL1L (NP_005056.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBV2
Poids moléculaire de la protéine	89 kDa
Expédition	Sac de glace