


Anticorps Polyclonal Anti-Sele Pour Wb Et Elisa - P16581

Numéro d'article: CM0018918



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre SELE humain (E-sélectine), validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion des leucocytes et de la biologie endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SELE Lapin pAb
Remarques/Alias	ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; selectin-e; SELE
Espèce	Humain
ID de Gène	6401
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-230 de SELE humain (NP_000441.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16581
Poids Protéique	67kDa
Expédition	Sac de glace