

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Selenbp1 Pour Wb, Elisa - Q13228

Numéro d'article: CM0023294

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SELENBP1 humain (Oxydase du méthane-thiol), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour la biologie du sélénium, le métabolisme du méthane-thiol et la recherche de biomarqueurs cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SELENBP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMT0; SBP56; HEL-S-134P; SELENBP1
Espèce	Humain
ID de gène	8991
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 243-472 de SELENBP1 humain (NP_003935.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13228
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace