

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Selenom Pour Wb Et Elisa - Q8Wwx9

Numéro d'article: CM0019881

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SELENOM pour WB et ELISA. Détecte la SELENOM humaine et murine, une sélénoprotéine de 16 kDa impliquée dans la formation des ponts disulfures dans le cytoplasme, le RE et l'appareil de Golgi. Pour utilisation en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SELENOM Rabbit pAb
Remarques / Alias	SELM; SEPM; SELENOM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	140606
GeneID	140606
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-130 de la SELENOM humaine (NP_536355.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8WWX9
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sachet isotherme avec glace