

Anticorps Polyclonal Anti-Selenop/Sélénoprotéine P Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49908

Numéro d'article: CM0019024

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SELENOP humaine (sélénoprotéine P), validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à l'étude du transport du sélénium et de la défense antioxydante. Cible la glycoprotéine sécrétée de 43 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SELENOP Rabbit pAb
Remarques/Alias	SeP; SELP; SEPP; SEPP1; SELENOP
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6414
ID du gène	6414
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain,Souris, Rat
SWISS	P49908
Poids moléculaire de la protéine	43KDa
Expédition	Sac de glace