

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sema3B Pour Wb Et Elisa - Q13214

Numéro d'article: CM0030357

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain SEMA3B, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la sémaphorine-3B humaine et murine, un signal de guidage axonal sécrété. Idéal pour les études sur le développement neural.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin SEMA3B
Remarques/Alias	SemaA; SEMA5; SEMAA; semaV; LUCA-1; SEMA3B
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7869
GenelD	7869
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 569-748 de l'humain SEMA3B (NP_001005914.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13214
Poids Protéique	83kDa
Expédition	Sac de glace