

Anticorps Polyclonal Anti-Sema3C Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99985

Numéro d'article: CM0015556

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SEMA3C validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la sémaphorine-3C humaine et murine, un régulateur clé du développement cardiovasculaire et neural. Convient à la recherche sur le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SEMA3C pAb de lapin
Remarques/Alias	SemaE; SEMAE; SEMA3C
Espèce	Humaine
GeneID	10512
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-330 de la SEMA3C humaine (NP_006370.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q99985
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Pack de glace