

Anticorps Polyclonal Anti-Sema4C Pour Wb, Elisa - Q9C0C4

Numéro d'article: CM0025340



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SEMA4C (Semaphorin-4C) humaine et murine, validé pour WB et ELISA. SEMA4C est un récepteur PLXNB2 impliqué dans le guidage des axones et la signalisation cellulaire. Idéal pour la recherche en neurosciences et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
N>Nom du Produit	SEMA4C Lapin pAb
Remarques/Alias	SEMAF; SEMAI; SEMACL1; M-SEMA-F; SEMA4C
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	54910
ID de Gène	54910
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence contenant les acides aminés 749-833 de SEMA4C humaine (NP_060259.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9C0C4
Poids Protéique	93kDa
Expédition	Sac de glace