

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sema4F Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95754

Numéro d'article: CM0015065

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la SEMA4F humaine, adapté pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît les orthologues de souris et de rat. Idéal pour la recherche en neurogenèse et migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin SEMA4F
Remarques/Alias	S4F; SEMAM; SEMAW; M-SEMA; PRO2353; m-Sema-M; SEMA4F
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	10505 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280-420 de la SEMA4F humaine (NP_004254.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95754
Poids Moléculaire Protéique	84kDa
Expédition	Sac de glace