


Anticorps Polyclonal Anti-Sema7A Pour Wb, Elisa - 075326

Numéro d'article: CM0015960



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SEMA7A humaine (Sémaphorine-7A, CD108), validé pour WB et ELISA. La SEMA7A régule la signalisation des intégrines, les réponses immunitaires et le guidage axonal. Idéale pour la recherche sur l'inflammation et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SEMA7A Rabbit pAb
Remarques/Alias	JMH, CD108, SEMAL, CDw108, PFIC11, SEMAK1, H-Sema-L, H-SEMA-K1, SEMA7A
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	8482
ID du gène	8482
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-280 de la SEMA7A humaine (NP_003603.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	075326
Poids de la protéine	75kDa
Expédition	Sac de glace