

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sémaphorine 3A Pour Wb, Elisa - Q14563

Numéro d'article: CM0006483

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Sémaphorine 3A (SEMA3A) de haute qualité pour Western blotting et ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat. Immunogène recombinant de la région C-terminale. Idéal pour la recherche en neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Sémaphorine 3A
Remarques / Alias	HH16; SemD; COLL1; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Sémaphorine 3A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10371
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 582-771 de la Sémaphorine 3A humaine (NP_006071.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14563
Poids de la protéine	89 kDa
Expédition	Sac de glace