

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sémaphorine 3A Pour Wb, Elisa - Q14563

Numéro d'article: CM0016808

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Sémaphorine 3A humaine pour western blotting et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour les études sur le guidage des cônes de croissance neuronaux et le développement olfactif.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | Semaphorin 3A Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Remarques / Alias            | HH16; SemD; COLL1; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Sémaphorine 3A                                               |
| Espèce                       | Humaine                                                                                                                                   |
| Identifiant de gène (Humain) | 10371                                                                                                                                     |
| Identifiant de gène          | 10371                                                                                                                                     |
| Immunogène                   | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de la Sémaphorine 3A humaine (NP_006071.1). |
| Origine                      | Lapin                                                                                                                                     |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                                     |
| Application                  | WB, ELISA                                                                                                                                 |
| Réactivité croisée           | Souris, Rat                                                                                                                               |
| SWISS                        | Q14563                                                                                                                                    |
| Poids de la protéine         | 89 kDa                                                                                                                                    |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                              |