


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sémaphorine 4D / Cd100 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92854

Numéro d'article: CM0003295



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute affinité ciblant la Sémaphorine 4D/CD100 humaine. Validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation immunitaire, du développement neuronal et de la signalisation sémaphorine-plexine dans la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Sémaphorine 4D / CD100
Remarques / Alias	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMAJ; coll-4; C9orf164; M-sema-G
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	10507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de la Sémaphorine 4D / CD100 humaine (NP_006369.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q92854
Poids de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac de glace