


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Semaphorin-4D/Cd100 Pour If/Icc, Fc, Elisa - Q92854

Numéro d'article: CM0007583



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant dirigé contre la sémaphorine-4D/CD100 humaine. Validé pour IF/ICC, FC, ELISA. Cible un récepteur de surface cellulaire de 82/96 kDa impliqué dans la neurogenèse et la réponse immunitaire. Idéal pour la recherche en neurosciences et en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Semaphorin-4D/CD100 Rabbit mAb
Remarques/Alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA; coll-4; semaphorin-4D; Semaphorin-4D/CD100
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10507
GeneID	10507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-734 de la sémaphorine-4D/CD100 humaine (NP_006369.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92854
Poids de la protéine	82kDa/96kDa
Expédition	Sac de glace