

Anticorps Polyclonal Anti-Semg1 Pour Wb, Elisa - P04279

Numéro d'article: CM0020786



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Semenogéline-1 humaine (SEMG1), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'espèce humaine ; l'immunogène couvre les acides aminés 312-462. Essentiel pour la recherche en biologie de la reproduction et en fertilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin SEMG1
Remarques/Alias	SEMG1 ; CT103 ; SEMG ; SGI ; dJ172H20.2 ; semenogéline-1
Espèce	Humain
GeneID	6406
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 312-462 de la SEMG1 humaine (NP_002998.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04279
Poids protéique	45kDa/52kDa
Expédition	Sac de glace