

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Semg1 Pour Wb, Elisa - P04279

Numéro d'article: CM0025373



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la séminogéline-1 humaine (SEMG1), validé pour le WB et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche en biologie de la reproduction et à l'analyse du sperme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-SEMG1
Remarques/Alias	SGI; SEMG; CT103; dj172H20.2; SEMG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6406
GeneID	6406
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-310 de la SEMG1 humaine (NP_002998.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04279
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace