

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Semg2 Pour Wb, Elisa - Q02383

Numéro d'article: CM0016381

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Séminogéline-2 humaine (SEMG2) pour WB et ELISA. Détecte les SEMG2 humaines et murines. Idéal pour la biologie de la reproduction et les études sur la coagulation du sperme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	SEMG2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SGII; SEMG2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6407
ID de gène	6407
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 383-582 de la SEMG2 humaine (NP_002999.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q02383
Poids moléculaire	65kDa
Expédition	Sac de glace