


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Senp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9POU3

Numéro d'article: CM0014745



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéase 1 spécifique de la sentrine humaine (SENP1). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de SUMOylation et la recherche sur les désSUMOylases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-SENP1
Remarques/Alias	SuPr-2 ; SENP1
Espèce	Humain
ID de gène	29843 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-420 de la SENP1 humaine (NP_001254523.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9POU3
Poids de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace