


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Senp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc62

Numéro d'article: CM0023469



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé contre le SENP2 humain pour le Western blot, l'IHC sur paraffine et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la voie SUMO, la signalisation Wnt et l'adipogenèse. Uniquement pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SENP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	AXAM2, SMT3IP2, SENP2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	59343
ID de gène	59343
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 366-589 du SENP2 humain (NP_067640.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HC62
Poids moléculaire	68kDa
Expédition	Sac de glace