


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sepsecs Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hd40

Numéro d'article: CM0028202



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SEPSECS pour WB, IF/ICC, ELISA ; détecte la SEPSECS humaine, murine et rat, une sélénocystéine synthase essentielle à la biosynthèse des sélénoprotéines et un autoantigène connu dans les maladies hépatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SEPSECS Rabbit pAb
Remarques/Alias	LP ; SLA ; SecS ; PCH2D ; SLA/LP ; SLA-p35 ; SEPSECS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51091
GeneID	51091
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 222-501 de la SEPSECS humaine (NP_058651.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HD40
Poids Moléculaire Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace