


Anticorps Polyclonal Anti-Septin-1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wyj6

Numéro d'article: CM0019585



Introduction

Anticorps polyclonal recombinant dirigé contre la Septin-1 humaine (SWISS : Q8WYJ6) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Reconnaît la protéine de 42 kDa impliquée dans la cytokinèse et l'organisation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Septin 1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LARP; SEP1; DIFF6; SEPT1; PNUTL3; Septin 1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1731
GeneID	1731
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-370 de la Septin 1 humaine (NP_443070.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WYJ6
Poids de la Protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace