

Anticorps Polyclonal Anti-Septin 11 Pour Wb Et Elisa - Q9Nva2

Numéro d'article: CM0018488



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Septine-11 humaine, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Destiné aux études du cytosquelette, de la division cellulaire et des neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Septine 11
Remarques/alias	SEPT11 ; Septine 11
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55752
GeneID	55752
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 120 de la Septine 11 humaine (NP_060713.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NVA2
Poids moléculaire	49 kDa
Expédition	Sac réfrigérant