

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Septine 11 Pour Wb, Elisa - Q9Nva2

Numéro d'article: CM0014852



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Septine-11 humaine (SEPT11). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études du cytosquelette et de la cytoarchitecture neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Septine 11
Remarques/Alias	SEPT11 ; Septine 11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55752
GeneID	55752
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la Septine 11 humaine (NP_060713.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NVA2
Poids Moléculaire Protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace