

Anticorps Polyclonal Anti-Septine 2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15019

Numéro d'article: CM0026146



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Septine 2 de haute qualité pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réagit avec la Septine-2 humaine et de souris. Immunogène protéique recombinant. Idéal pour la recherche sur la division cellulaire et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Septin 2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DIFF6; NEDD5; SEPT2; NEDD-5; Pnutl3; hNedd5; Septin 2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4735
GeneID	4735
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 112-361 de la Septine 2 humaine (NP_004395.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15019
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace