

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Septine 2 Pour Wb, Elisa - Q15019

Numéro d'article: CM0011403



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Septine 2 humaine (NEDD-5), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. La Septine-2 est une GTPase formant des filaments impliquée dans la mitose, la ciliogenèse et l'organisation du cytosquelette d'actine. Idéal pour la recherche en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-Septine 2
Remarques/Alias	DIFF6 ; NEDD5 ; SEPT2 ; NEDD-5 ; Pnut13 ; hNedd5 ; Septine 2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4735
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 202-298 de la Septine 2 humaine (Q15019)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15019
Poids moléculaire protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace