

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Septin 3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uh03

Numéro d'article: CM0021226



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Septin 3 (41kDa) validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Cible la septine-3 spécifique aux neurones, une GTPase du cytosquelette spécifique au cerveau impliquée dans la cytokinèse. Idéal pour la recherche en neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Septin 3 Lapin pAb
Remarques/Alias	SEP3; SEPT3; bK250D10.3; Septin 3
Espèce	Humain
GeneID	55964
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 179-358 de la Septin 3 humaine (NP_663786.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UH03
Poids moléculaire	41kDa
Expédition	Sac de glace