


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Septin 4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43236

Numéro d'article: CM0016864



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Septin 4 (SWISS : O43236), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Détecte la GTPase du cytosquelette impliquée dans l'apoptose et la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Septin 4 Lapin pAb
Remarques/Alias	H5, ARTS, MART, SEP4, CE5B3, SEPT4, PNUTL2, hucep-7, BRADEION, C17orf47, hCDCREL-2, Septin 4
Espèce	Humain
ID de gène	5414
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43236
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace