

## Anticorps Polyclonal Anti-Septin 5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99719

Numéro d'article: CM0015574



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Septin 5 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la Septin 5 humaine, murine et de rat, une GTPase cytosquelettique formant des filaments impliquée dans la cytokinèse et la sécrétion plaquettaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | Septin 5 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Remarques/Synonymes | H5 ; SEPT5 ; CDCREL ; PNUTL1 ; CDCREL1 ; CDCREL-1 ; HCDREL-1 ; Septin 5                                                              |
| Espèce              | Humaine                                                                                                                              |
| GeneID (humain)     | 5413                                                                                                                                 |
| GeneID              | 5413                                                                                                                                 |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 369 de la Septin 5 humaine (NP_002679.2). |
| Source              | Lapin                                                                                                                                |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                                |
| Application         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité croisée  | Humaine, murine, rat                                                                                                                 |
| SWISS               | Q99719                                                                                                                               |
| Poids moléculaire   | 43 kDa                                                                                                                               |
| Expédition          | Sac réfrigérant                                                                                                                      |