

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Septine-6 Pour Wb Et Elisa - Q14141

Numéro d'article: CM0027307



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Septine-6 humaine (Q14141), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études du cytosquelette, de la division cellulaire et de la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Septine 6 Lapin pAb
Remarques/Alias	SEP2 ; SEPT2 ; SEPT6 ; Septine 6
Espèce	Humain
ID du gène	23157
Antigène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-434 de la Septine 6 humaine (NP_055944.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14141
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace