

Anticorps Polyclonal Anti-Septin 7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16181

Numéro d'article: CM0026276



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Septin 7 humaine (Q16181), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Immunogène recombinant ciblant les acides aminés 307-436. Convient pour la recherche sur le cytosquelette, la mitose et la ciliogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Septin 7 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDC3, CDC10, SEPT7, SEPT7A, NBLA02942, Septin 7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	989
GeneID	989
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 307-436 de la Septin 7 humaine (NP_001011553.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16181
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace