

Anticorps Polyclonal Anti-Septin 8 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92599

Numéro d'article: CM0018283



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Septine 8 humaine, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la dynamique du cytosquelette, du transport vésiculaire et des voies liées à la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Septine 8, pAb de lapin
Remarques/Alias	SEP2 ; SEPT8 ; Septine 8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23176
GeneID	23176
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 348-427 de la Septine 8 humaine (NP_001287728.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q92599
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace