

Anticorps Monoclonal Anti-Serca1/Atp2A1 Pour Wb, If-P, Elisa - O14983

Numéro d'article: CM0003277

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant SERCA1/ATP2A1 humain (O14983). Adapté pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les pompes calciques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERCA1/ATP2A1 mAb de lapin
Remarques / Alias	ATP2A ; SERCA1 ; SERCA1/ATP2A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	487
GeneID	487
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 900 et 1001 de SERCA1/ATP2A1 humain (O14983).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O14983
Poids de la protéine	95 kDa / 110 kDa
Expédition	Sac de glace