

Anticorps Polyclonal Anti-Serca1/Atp2A1 Pour Wb - O14983

Numéro d'article: CM0012915

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SERCA1/ATP2A1. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Convient à la recherche sur le transport du calcium dans le muscle squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERCA1/ATP2A1 pAb de lapin
Remarques/Alias	ATP2A ; SERCA1 ; SERCA1/ATP2A1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	487
GenelD	487
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 901-1001 de la SERCA1/ATP2A1 humaine (NP_775293.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O14983
Poids moléculaire	110 kDa
Expédition	Sac de glace