

Anticorps Monoclonal Anti-Serca2/Atp2A2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P16615

Numéro d'article: CM0002974



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre SERCA2/ATP2A2, validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA ; réagit croisé avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour les études sur le transport du calcium et la fonction du RE/RS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERCA2/ATP2A2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	DD, DAR, ATP2B, SERCA2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	488
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 943-1042 de SERCA2/ATP2A2 humain (P16615).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16615
Poids de la protéine	115 kDa
Expédition	Sac de glace