

Anticorps Polyclonal Anti-Serca2/Atp2A2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16615

Numéro d'article: CM0014713



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SERCA2/ATP2A2 humain, validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation calcique et le stress du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERCA2/ATP2A2 Lapin pAb
Remarques/Alias	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	488
ID de gène	488
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence située dans les acides aminés 1-80 du SERCA2/ATP2A2 humain (NP_733765.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16615
Poids moléculaire	115kDa
Expédition	Sac de glace