

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serca2/Atp2A2 Pour Wb, Ihc-P - P16615

Numéro d'article: CM0015811



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SERCA2/ATP2A2 humain (P16615), validé pour le Western blot, l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le transport du calcium et les membranes du RE/RS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SERCA2/ATP2A2 Lapin pAb
Remarques/Alias	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	488
GeneID	488
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 111-253 du SERCA2/ATP2A2 humain (NP_733765.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P16615
Poids Protéique	115kDa
Expédition	Sac de glace