

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serinc1 Pour Wb, Ihc-P Et Elisa - Q9Nrx5

Numéro d'article: CM0021605

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SERINC1 humain (sérine incorporateur 1), validé pour les applications Western blot, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude de la biosynthèse de la phosphatidylsérine et des sphingolipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SERINC1 pAb de lapin
Remarques / Alias	TDE2; TMS2; TDE1L; TMS-2; SERINC1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	57515
GeneID	57515
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350 et 453 de SERINC1 humain (NP_065806.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRX5
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sachet de glace